



ROLLATOR ROLLING PARA RODILLA DE SUCESORES 2215

Caminador de rodilla. Aparato para usar en lugar de muletas cuando no se puede apoyar un pie. Permite llevar una vida activa en lesiones por debajo de rodilla que requieren descarga total del pie. Se puede usar en lugar de las muletas o la silla de ruedas

[Saber Más](#)

Referencia: 6603

Precio: €179.00

Categorías: [CAMINADORES Y ROLLATORS](#)

Descripción

Los patinetes de rodilla son aparatos de uso frecuente en Estados Unidos. Son una buena alternativa a las muletas o sillas de ruedas para pacientes lesionados que quieran salir a menudo al exterior. Se usa como un patinete, apoyando la pierna lesionada en la parte acolchada e impulsándose con la pierna sana. También puede utilizarse sentado, colocando la pierna lesionada en la parte delantera. Es ideal para quienes se están recuperando de una cirugía, fracturas, esguinces o úlceras de pie. Su uso no requiere mucho esfuerzo y, además, reduce el riesgo de caídas. En las imágenes adjuntas puede entenderse su funcionamiento. Sus características son: Frenos de doble mano para mayor seguridad Se pliega fácilmente para su transporte y almacenamiento Ruedas de PVC de 200 mm Peso artículo: 9,3 Kg Peso máximo del usuario: 130 kg Dimensiones del rollator: 43 cm ancho x 79 cm profundo. Asiento: 16x36cm. Regulable en altura: 49-59 cm Altura del manillar: 86-106 cm