

SABANA DE TRANSFERENCIA

75 X 130 306605

Sábana de transferencia tubular deslizante que facilita la movilización y el posicionamiento de personas encamadas con diversos grados de dependencia.



[Saber Más](#)

Referencia: 16700

Precio: €49.00

Categorías: [AYUDAS PARA TRANSFERENCIAS](#)

Descripción

Gracias al sistema deslizante y a su diseño se minimiza el esfuerzo del cuidador en los cambios posturales y minimiza la fricción bajo los puntos de presión del paciente. COMPOSICIÓN: Tejido base 29,90% poliamida con un recubrimiento del 70,10% PVC. MEDIDA: 75X130 cm MANTENIMIENTO: Lavado a mano o a máquina con un programa delicado a temperatura máxima de 20º. No utilizar productos abrasivos ni blanqueantes. No planchar. No usar lejía. Peso máximo usuario: 300 kg.