



# SCOOTER DE PLEGADO AUTOMATICO ENZO DE TEYDER

El scooter Enzo se caracteriza por su ligereza y compacidad. Se plega de forma automática con un mando a distancia lo que facilita mucho su transporte y almacenamiento. Sus pequeñas dimensiones lo hacen muy maniobrable, incluso en espacios reducidos.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 6847

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SCOOTERS](#)

## Descripción

El scooter plegable Enzo esta disponible en dos colores, azul y rojo. Debido a sus pequeñas dimensiones permite usarlo en espacios muy reducidos, a la vez que ayuda y favorece que se puede transportar facilmente en el coche. El plegado automático se realiza con un mando a distancia que permite el plegado sin ningún esfuerzo. Especificaciones: Ancho asiento 43cm Ancho total 55cm Profundidad asiento 38cm Largo total 105cm Dimensiones plegado 48x55x79cm Alto asiento/suelo 58cm Alto total 87cm Peso con baterías 29kg Peso soportado 120kg Velocidad máxima 6km/h Autonomía 25km Baterías de litio (2) 24V 6Ah Motor 24V 180W Pendiente superable 8% Radio de giro 120cm Ruedas traseras macizas 200mm Ruedas delanteras macizas 180mm Color azul/rojo