

# SCOOTER ECLIPSE 4 RUEDAS 21 AH

Scooter eclipse compacto y con grandes prestaciones. Es muy maniobrable por sus reducidas dimensiones. Incorpora 2 kits de colores, verde y gris plata. Tiene un sistema de desmontaje rápido.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 5471

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SCOOTERS](#)



## Descripción

El scooter ECLIPSE ofrece unas grandes prestaciones y autonomía, gracias a sus baterías de 21Ah de serie. Incorpora una bolsa extraíble con asa en la cesta delantera. Es muy compacto y maniobrable por sus reducidas dimensiones, con tan solo 99 cm de longitud total. Ofrece unos niveles de estabilidad excelentes tanto en interiores como en el exterior. Incorporan 2 kits de colores, verde y gris plata, que se pueden poner y quitar fácil y rápidamente para personalizar su scooter Eclipse. El scooter Eclipse se desmonta muy fácilmente en 4 partes para ser transportado a cualquier sitio. Las baterías son extraíbles, lo que permite cargarlas tanto en el scooter como fuera de él. Peso máximo: 132 kg Longitud total: 99 cm Ancho total: 56 cm Ancho asiento: 43 cm Altura libre al suelo: 8 cm Radio de giro: 115 cm Pendiente máxima: 12º o 21% Ruedas delanteras: 190 mm Ruedas traseras: 215 mm Potencia motor: 270 w Baterías: 2 x 12v 21Ah Velocidad máxima: 6,5 km/h Autonomía: 22 km Peso total: 45 kg Peso máximo: 132 kg Entrega a pie de calle: el transporte no incluye subida a piso ni montaje. En caso de necesitarlo pongase en contacto con nosotros.