



SCOOTER ELECTRICO DESMONTABLE MENORKA BATERIAS 38 AH

SCOOTER DESMONTABLE CON AMORTIGUACIÓN

[Saber Más](#)

Referencia: 15823

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SCOOTERS](#)

Descripción

El scooter Menorka está diseñado para el uso en interiores o exteriores para personas con movilidad limitada hasta un peso máximo de 136 kg. Es un scooter mediano muy versátil y cómodo gracias a su diseño ergonómico y asiento acolchado. Es desmontable para facilitar su transporte y almacenamiento. Cuenta con una estructura de 113 cm de largo, 54,5 cm de ancho y 98,5 cm de alto, permitiendo su desplazamiento por zonas estrechas cómodamente. Tiene un motor de 220W que le permite alcanzar los 10 km/h. Además, cuenta con dos baterías de gel de 38 Ah que proporcionan una autonomía de 30 a 40 km. INFORMACIÓN GENERAL Medidas Ancho total 54,5 cm Profundidad total 113 cm Alto total 98,5 cm Alto del asiento al suelo 60 - 68 cm Material Aluminio Peso Peso total 70,85 kg Peso sin baterías 52,05 kg Peso máximo soportado 136 kg Color Rojo