



SCOOTER ELECTRICO IBIZA ROJO 20AH TOTALCARE

El scooter eléctrico IBIZA pertenece a la gama de scooters pequeños con cuatro ruedas. Dispone de un diseño elegante y funcional que permite al usuario recorrer grandes distancias cómodamente con total independencia y autonomía.

[Saber Más](#)

Referencia: 9756

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SCOOTERS](#)

Descripción

El scooter pequeño IBIZA te aportará total libertad y autonomía en todos tus paseos. Dispone de 4 ruedas macizas, las dos delanteras de 163 x 50 mm y las traseras de 185 x 70 mm, evitando pinchazos y aportando maniobrabilidad y seguridad en tus desplazamientos. Tiene un peso total de 47,60 Kg y puede desmontarse en cinco partes distintas facilitando su transporte para que te acompañe allá donde vayas o puedas guardarlo cómodamente. - Asiento con brazos 11kg (24lb) - Sección trasera 10.1kg (22lb) - Sección delantera 15.9kg (35lb) - Cesta y cargador 1kg (2lb) - Baterías 9.7kg (22lb) A pesar de su ligereza, el scooter IBIZA es altamente resistente admitiendo un peso de hasta 136 Kg. Cuenta con una estructura de 102 cm de largo, 57 cm de ancho y 91 cm de alto, permitiendo su desplazamiento por zonas estrechas cómodamente. Cuenta con un motor de 220W que le permite alcanzar los 6,4 Km/h. Además, cuenta con dos baterías de 12 Ah o 20 Ah, a escoger, que proporcionan la capacidad de dar paseos de hasta 10 Km o 19 Km respectivamente. Disponible en tres colores: azul, blanco y rojo.