



# SCOOTER ELECTRICO MALLORKA PLUS ROJO 38AH

Versión mejorada del reconocido scooter Mallorca.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 16599

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SCOOTERS](#)

## Descripción

Chasis más elegante y moderno, acompañado de un sistema de luces LED de última generación. Con un potente motor de 500W permite una velocidad máxima de 10 km/h, dos baterías de gel de 38 Ah y un sistema de amortiguación en las cuatro ruedas, el Mallorca Plus es ideal para su uso en exteriores. Ofrece una autonomía de 30 a 40 km. Además de su rendimiento excepcional, el Mallorca Plus cuenta con un completo conjunto de luces, intermitentes y retrovisores. Su respaldo acolchado proporciona una gran comodidad y postura. Se adapta perfectamente al usuario gracias a sus múltiples opciones de ajuste. El asiento se puede regular en profundidad, el respaldo y el manillar son ajustables en inclinación, y los eposabrazos se pueden ajustar en profundidad y altura. Medidas Ancho total 64 cm Profundidad total 128 cm Alto total 123 cm Alto del asiento al suelo 64 cm Material Aluminio Peso total 94 kg Peso sin baterías 72,80 kg Peso máximo soportado 136 kg Color Rojo