

# SCOOTER ELECTRICO SAPPHIRE2 STERLING 4 RUEDAS

Scooter sapphire2 Sterling. Scooter pequeño de Sunrise Medical. Muy buena relación calidad precio. Desmontable, compacto y de gran maniobrabilidad. Baterías potentes y ruedas grandes le dan una buena autonomía en exteriores.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2727

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SCOOTERS](#)



## Descripción

Con un innovador sistema de desmontaje que permite desmontar el scooter rápidamente y sin incómodos cables ni conexiones. Esto unido a sus reducidas dimensiones y a su sistema de doble asa en baterías y tren trasero hacen que transportar el scooter Sapphire2 en el maletero de un coche por ejemplo, sea más fácil que nunca. Fácil de desmontar en dos partes de fácil manejo: Sencillo sistema de desmontaje que permite separar el scooter en sólo 3 pasos, con una sola mano y sin incómodos cables ni conexiones. Solo hay que retirar el asiento, sacar las baterías y tirar hacia arriba de la palanca de desmontaje para separarlo rápidamente en dos partes muy manejables. ¡Así de fácil! Especificaciones: Rueda delantera: 225 mm (9") Rueda trasera: 265 mm (10.5") Longitud total: 121 cm Anchura total: 59 cm Altura de asiento: 42 a 55 cm Modelo: 4 ruedas Velocidad: 6.5 km/h Baterías: 35 Amp Pendiente máxima: 14° (usuario 113 kg) / 10° (150 kg) Radio de giro: 140 cm Luces e indicadores: Sólo luces Autonomía: 30 km (autonomía calculada bajo condiciones de ensayo) Peso total: 79 kg (55 kg sin baterías) Peso de la parte más pesada: 22.5 kg (tren delantero) Peso máx usuario: 150 kg Colores: Gris