

# SCOOTER ELECTRICO STERLING S400 SUNRISE MEDICAL 4 RUEDAS

Scooter sterling de sunrise medical S400. Scooter de 4 ruedas mediano, de buenas prestaciones y de un fabricante de calidad. Con ruedas grandes, luces y suspensión de serie. Muy buena relación calidad / precio.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2726

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SCOOTERS](#)



## Descripción

¿Buscas un scooter para ir al supermercado o desplazarte por la ciudad? Entonces el scooter eléctrico S400 es lo que necesitas. Con ruedas de 250mm , una velocidad máxima de 6km/h y baterías de 38 Amp, ofrece una maniobrabilidad inmejorable en espacios como centros comerciales o para moverte entre el gentío de la ciudad. Incorpora suspensión delantera y trasera ajustable de serie para hacer más cómodos tus desplazamientos y luces de LED para garantizar tu visibilidad en cualquier momento del día. Con una completa configuración standard: reposacabezas, cinturón, ruedas antivuelco, parachoques delantero y trasero, espejos retrovisores, frenos de disco, cesta frontal... Características destacadas: - Suspensión ajustable delantera y trasera de serie, con opción "heavy duty" para terrenos difíciles. - luces led de bajo consumo de serie. Especificaciones: Rueda delantera: 250 mm (10") Rueda trasera: 250 mm (10") Longitud total: 134 cm Anchura total: 64 cm Altura de asiento: 45 a 50 cm Velocidad: 6 km/h Baterías: 2x 38 Amp Radio de giro: 1.9 m Luces e indicadores: Si Autonomía: 36 km Peso total: 109 kg (con baterías) Peso máx usuario: 136 kg Colores: Gris plata metalizado