



SCOOTER ELÉCTRICO TEYDER LE MANS II 1476sc

Scooter eléctrico compacto y estable. Ideal para espacios reducidos y para transportar en coche, ya que se puede desmontar en 4 piezas para facilita su transporte.

[Saber Más](#)

Referencia: 670

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SCOOTERS](#)

Descripción

El scooter eléctrico desmontable LE MANS de teyder es una buena opción para aquellas personas que requieran un scooter pequeño, pero estable y robusto. Desmontable en 4 partes para facilitar su transporte. Baterías 15 Ah (hasta 13 km autonomía) Peso máximo soportado: hasta 113 kg Radio de giro 110 cm Altura suelo: 5 cm Potencia motor 420 W Velocidad máxima: 6,4 km/h Pendiente máxima 6º ruedas delanteras 178 mm ruedas traseras: 203mm Medidas: largo total 97 cm ancho total 55 cm Distancia entre ejes: 74 cm peso total: 47 kg