



# SCOOTER TRANSFORMER PLEGABLE AUTOMATICO BATERIA LITIO

Scooter electrico con plegado automático APEX transformer. Se plega automáticamente con mando a distancia. Ideal para espacios muy reducidos y personas que no pueden plegar o desmontar un scooter convencional.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1142

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SCOOTERS](#)

## Descripción

El único scooter de plegado automático del mercado. Pulsando un botón en el mando a distancia se plega automáticamente. Además, al quedar en contacto con el suelo, se puede avanzar con él usando su propio motor para no tener que empujarlo. Ideal para espacios reducidos (ascensores, pisos pequeños...) Características: Peso máximo soportado 136 kg Tipo motor 24V - 120W Cuadro de mandos S-drive 45Amp Rueda transmision 178 x 60 mm Ruedas delanteras 152,40 x 38 mm Ruedas antivuelco 450 x 20 mm Batería. Especificaciones De litio Tipo de Cargador de la batería 29.4V / 2AR Peso sin baterías 24 kg Pendiente máxima 15% Velocidad máxima 6 km/h Radio de giro 104 cm