



# SCOOTER VICTORY 10DX ROJO 40AH

Scooter eléctrico Victory 10DX 4 ruedas. Potente, desmontable, con suspensión y ruedas grandes. Diseño atractivo y gran autonomía.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1791

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SCOOTERS](#)

## Descripción

El scooter Victory 10DX es un scooter mediano, con baterías de 40 Ah que le dan una gran autonomía. Seguramente el scooter desmontable más grande del mercado. La base se divide en dos partes. El asiento se retira y plega, las baterías pueden extraerse y el manillar se plega. Esto hace posible su transporte por piezas sin necesidad de furgoneta. Características: Equipamiento de serie que lleva el VICTORY 10DX. Ruedas antipinchazo de 250mm. Kit completo de luces delanteras y traseras de Led. Suspensión delantera y trasera. Asiento confort con cabezal, giratorio y regulable. Desmontable. Disponible en color Rojo. LONGITUD TOTAL 119cm ANCHO TOTAL 56cm ANCHO ASIENTO 44cm ALTURA LIBRE AL SUELO 8,25cm RADIO DE GIRO 104cm GRADO DE INCLINACIÓN 6º o 10,5% RUEDAS DELANTERAS 260mm RUEDAS TRASERAS 260mm POTENCIA MOTOR 400w BATERÍAS 2 x 12v 40Ah VELOCIDAD\* 9km/h AUTONOMÍA\* 33km PESO TOTAL 84kg PESO MÁXIMO 158kg \* Estas características pueden variar en función del peso del usuario, el terreno y el estilo de conducción.