



# SILLA ALUMINIO ULTRALIGERA NO AUTOPROPULSABLE LITE PL35

Plegable y de aluminio ultraligero, con solo 9 kg, es la silla más ligera y compacta de nuestro portfolio. Diseñada pensando también en los cuidadores que deben cargar con la silla, por ejemplo, al meterla en el maletero.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 16495

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

## Descripción

Equipada con frenos de acompañante para mayor comodidad del cuidador durante la marcha y que no tiene que agacharse para frenar la silla. Compacta, capaz de maniobrar en espacios reducidos y pasar por las puertas más estrechas. El respaldo abatible y los reposapiés desmontables permiten que quepa en los maleteros mas pequeños. Los reposapiés desmontables permiten aligerar aún más la silla, debiendo cargar ahora solo 8 kg. Peso máximo del usuario 100Kg. Disponible en dos tallas de ancho de asiento.