



# SILLA BARIATRICA HERCULES 1410SR

Silla de ruedas para grandes pesos. Reforzada, hasta 180 kg de capacidad. Financiable a través de la seguridad social (Catsalut).

[Saber Más](#)

**Referencia:** 3963

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

## Descripción

Doble cruceta y doble telescopio para mayor resistencia. Reposabrazos tipo escritorio extraíbles. Reposapiés abatibles hacia fuera. Plataformas de aluminio. Estructura plegable. Horquilla de aluminio. Ruedas delanteras y traseras macizas que no requieren mantenimiento. Kit herramientas incluido. Medidas y versiones Peso soportado 135 - 160 - 180 Kg. Anchura asiento: 50 - 55 - 60 cm. Ancho total: 73 - 78- 83 cm Peso bruto 24 - 25 Kg. Ruedas delanteras 200 mm. Macizas Ruedas traseras 600 mm. Macizas Reposabrazos Extraíbles, tipo escritorio. Reposapiés Extraíbles y abatibles hacia exterior. Respaldo No plegable.