



# SILLA BASCULANTE COMPLETA RC3 1430SR TEYDER

Silla de ruedas basculante completa. Fabricada el aluminio, ligera dentro de su categoría. Múltiples opciones de posicionamiento y de adaptación a diferentes usuarios.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1803

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

## Descripción

Al tratarse de un producto que requiere adaptación personalizada, la web no permite la venta online, rogamos nos consulte para encontrar el modelo / talla que mejor se adapte a sus necesidades. Nos encargaremos de ajustarla de forma personalizada a las características del usuario. 3 medidas disponibles. + Silla completa: todos los elementos necesarios incluidos. + Frenos de tambor. + Regulable en altura y anchura. + profundidad del asiento regulable. + Reposabrazos acolchados y extraíbles de ancho, largo y altura ajustables. + Reposapiés hidráulicos elevables, largo ajustable, con almohadillas de protección. + Ruedas de 550 o 400 extraíbles mediante Quick Release. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS + Frenos de tambor. + Soportes laterales de tronco ajustable en altura. + Reposacabezas ajustable. + Altura del respaldo ajustable. + Ruedas antivuelco de serie. + Colores silver. Ver medidas en imagen del producto.