



# SILLA DE DUCHA AD831 ETAC SWIFT RESPALDO Y REPOSABRAZOS

Silla de ducha ETAC Swift. Silla de ducha y baño robusta y resistente. Hasta 130 Kg de capacidad.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2441

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS Y TABURETES DE DUCHA](#)

## Descripción

Silla de ducha Swift, estable en cualquier suelo. Diseñada en Suecia por A&E design AB en estrecha colaboración con profesionales de la terapia ocupacional y de usuarios. Su concepción modular hace que SWIFT sea justo lo que necesitamos desde una silla completa de ducha a taburete con o sin brazos, dependiendo de las necesidades del usuario y de cómo éstas cambien. La silla de ducha Swift tiene un diseño robusto, fabricada en plástico polipropileno y aluminio. Se adapta a los suelos irregulares de cualquier duchas, manteniéndose firme en sus cuatro patas gracias a su flexibilidad. Las conteras suaves se adaptan al suelo y aseguran un buen agarre. El relieve antideslizante del asiento proporciona seguridad y estabilidad. Es una silla con todas las propiedades importantes para que el usuario se sienta seguro.