

SILLA DE DUCHA BASCULANTE DE ALUMINIO 22061

Silla de ruedas de ducha de aluminio basculante con reposacabezas ideal para higiene completa en ducha adaptada.



[Saber Más](#)

Referencia: 8592

Precio: €490.00

Categorías: [SILLAS DE RUEDAS DE DUCHA](#)

Descripción

La silla de wc con cubeta inodoro extraíble 22061 es una buena opción para la movilidad en interiores e higiene en duchas adaptadas. Características básicas: Asiento blando resistente al agua y humedad y tapa de Pu incluida. Estructura de aluminio y acabado en Powder Coated Reposabrazos abatible para facilitar la transferencia lateral del usuario Reposacabezas suave que puede ser ajustado en altura y ángulo Reposapiés regulables en altura Incluye cubeta. Puede colocarse directamente sobre el inodoro. 4 ruedas 127 mm Medidas: 54 cm ancho x 101 cm profundo Peso de la silla: 14.5 kg Peso máximo: 136 kg