



# SILLA DE DUCHA CALEDONIA XL 61 CM PARA GRANDES PESOS AD54861

Silla para ducha Caledonia AD54861, validada para soportar hasta 325 kg de peso. Se puede mojar, es muy ligera (sólo 8 kg de peso). Profundidad de asiento graduable sin herramientas.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1100

**Precio:** €590.00

**Categorías:** [OTRAS AYUDAS BARIÁTRICAS](#)

## Descripción

Fabricadas con un tubo especial de alta tecnología muy resistente (soportan 325 Kg.) a la vez que muy ligero (las sillas apenas pesan 8 Kg.) Los brazos, que ofrecen un buen agarre, van más allá del asiento para que sea más fácil incorporarse y sentarse. Hemos asumido la dificultad que representa sentarse con comodidad para usuarios grandes y nuestras banquetas se regulan de altura de 42 a 55 cm y dado que algunas veces los asientos son poco fondos y otras veces demasiado y no se llega al respaldo, nuestros respaldos se gradúan en profundidad (+ - 6 cm.) Fáciles de limpiar: los asientos se desmontan para su limpieza y mantenimiento sin necesidad de herramientas. Disponibles en dos anchos de asiento: 61cm.