



SILLA DE DUCHA CON ASIEN TO EN U AD537C SAMBA

Silla de ducha AD537C asiento un U y respaldo. Altura graduable. Su forma en U facilita la higiene íntima y sus patas con gomas antideslizantes permiten su uso dentro de la ducha. Fabricada en aluminio admite hasta 100 kg de carga. Peso total 2,2 kg

[Saber Más](#)

Referencia: 3064

Precio: €65.00

Categorías: [SILLAS Y TABURETES DE DUCHA](#)

Descripción

Altura: 40 -52 cm Ancho total: 43 cm Fondo total: 48 cm