



## SILLA DE DUCHA CON RUEDAS ETAC CLEAN AD828

Silla de ruedas robusta muy estrecha. Puede usarse directamente en la ducha o acoplarse sobre el WC. Disponible en 2 alturas de asiento, 49 y 55 cm.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 917

**Precio:** €289.00

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS DE DUCHA](#)

### Descripción

CLEAN es lo último en diseño de sillas para la higiene. Cómoda, segura y fácil de usar. Cada detalle de la silla ha estado pensado para que cualquier situación sea de lo más fácil para el usuario y para el cuidador. CLEAN no tiene ni soldaduras ni orificios, lo que reduce drásticamente el riesgo de corrosión y hace de CLEAN una silla muy resistente y duradera. Las transferencias también son más fáciles, cómodas y sobre todo seguras: los reposabrazos se pueden desmontar o rotar hacia afuera y los reposapiés se deslizan suavemente debajo del asiento. Fácil de manejar, gira en espacios estrechos y se coloca fácilmente sobre cualquier WC. Reposabrazos desmontables. Reposapiés desmontable. Se fabrica en dos alturas diferentes. Medidas: Ancho total: 50 cm Fondo con reposapiés: 80 cm Fondo sin reposapiés: 57 cm 2 Alturas de Siento: 49 o 55 cm