



SILLA DE RUEDAS ALUMINIO BREEZE STYLE RUEDA 600 ANCHO

Silla de ruedas de aluminio Sunrise medical con muchas opciones de personalización y buenos acabados. Financiable a través de seguridad social (Catsalut)

[Saber Más](#)

Referencia: 4945

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

Descripción

Breezy Style es la silla de ruedas de aluminio plegable en la que puedes confiar. Su reducido peso (desde 13,9 kg) la convierte en la alternativa ideal para usuarios y acompañantes que buscan una silla de ruedas standard lo más ligera posible. Y es que Breezy Style es la más ligera dentro de las sillas de ruedas manuales BREEZY. Y no sólo es ligera, sino que además ofrece una gran resistencia gracias a la pletina del eje de aluminio, a su tubo de aluminio de 25 mm de diámetro y al diseño tubular de la cruceta sin tornillos ni anclajes. ¡Con 5 años de garantía en la estructura y cruceta! La silla de ruedas manual Breezy Style viene con una configuración standard muy completa, pero también con muchas posibilidades de configuración: asientos y respaldos anatómicos, reposapiés elevables, cortos, con plataforma única...y una amplia gama de accesorios como soporte de bastones, ruedas de tránsito, frenos de tambor, mesa...etc. para adaptar la silla a las necesidades actuales y futuras del usuario. Opciones a especificar al hacer el pedido: Color: Azul marino, verde manzana, gris selenio, rojo brillante. Rueda trasera: neumática o maciza Medida ueda trasera: 600 Autopropulsable, 315 "transit" Para configuraciones personalizadas, lo mejor es hablarlo y hacer presupuesto personalizado. Especificaciones: Anchura de asiento: 38 /40,5 /43 /45,5/48 /52 cm Profundidad de asiento: 41,5 cm Altura de asiento: 51,5 cm (49 o 46,5 cm con ruedas delanteras de 6") Ángulo de asiento: 3º Altura de respaldo: 45 cm (50 cm con respaldo reclinable) Anchura total: Ancho de asiento + 18 cm (ruedas 24") / Ancho de asiento + 14,5 cm (ruedas 12") Longitud total: 103 cm (ruedas 24") / 98 cm (ruedas 12") Altura total: 88 cm (132,5 cm en modelo reclinable con reposacabezas) Anchura plegado: 26 cm Material: Aluminio Basculación de asiento: No Reclinación del respaldo: De 0 a 60º con respaldo reclinable Peso total: Desde 13.9 kg (configuración std, talla 40) Peso máx usuario: 125 kg Colores: Azul marino, verde manzana, rojo brillante y gris selenio