



SILLA DE RUEDAS BREZZY PREMIUM RUEDA 300

Silla de ruedas Breezy Premium de Sunrise con rueda pequeña es ideal para utilizar tanto en interiores como en exteriores. Se trata de una silla de acero verdaderamente confortable con muchas opciones de personalización y muy buenos acabados.

[Saber Más](#)

Referencia: 5300

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

Descripción

La silla de ruedas Breezy Premium es una silla diseñada para perdurar en el tiempo gracias a su increíble resistencia, robustez y ergonomía. Se trata de una silla muy confortable que ofrece muchas prestaciones para facilitar su uso al usuario o al cuidador: tapicería de nylon, reposapiés a 70º desmontables y giratorios, reposabrazos abatibles... De la misma forma su versión en rueda pequeña la hace más maniobrable en interiores. Esta silla tiene una gran variedad de modelos y tallas para que selecciones el que mejor se adapta a tus necesidades. Posibilidad de elegir entre cuatro colores distintos para el armazón: verde musgo, rojo rubí, azul marino o gris antracita. La silla de ruedas manual Breezy Premium viene con una configuración standard muy completa y financiable al 100% por el CatSalut, pero también con muchas posibilidades de configuración: asientos y respaldos anatómicos, respaldos reclinables, reposapiés elevables, cortos, con plataforma única...y una amplia gama de accesorios como soporte de bastones, frenos de tambor, mesa...etc. para adaptar la silla a las necesidades actuales y futuras del usuario. Para configuraciones personalizadas, lo mejor es hablarlo y hacer presupuesto personalizado. Especificaciones: Anchura de asiento: 37 /40 /43 /46/49 /52 cm Profundidad de asiento: 42 cm Altura de asiento: 50,5 cm Ángulo de asiento: 3º Altura de respaldo: 44,5 cm Anchura total: Ancho de asiento + 16,5 cm Longitud total: 103 cm Altura total: 84cm (128 cm en modelo reclinable con reposacabezas) Anchura plegado: 31 cm Material: Acero Basculación de asiento: No Reclinación del respaldo: De 0 a 60º con respaldo reclinable Peso total: Desde 16,5 kg (configuración std, talla 37) Peso máx usuario: 125 kg Colores: verde musgo, rojo rubí, azul marino o gris antracita