



SILLA DE RUEDAS ELECTRICA CAPRI EASY WAY

Silla eléctrica compacta CAPRI de easy way. Ideal para uso interior / exterior en espacios reducidos. ascensores, pasillos... Incorpora cesta en el mismo chasis para transportar pequeños bultos. Diseño moderno e innovador.

[Saber Más](#)

Referencia: 1752

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

Descripción

Transporte "montado y listo para usar" disponible para Mataró y alrededores. Para otros destinos se envía embalado en caja y requiere un sencillo montaje. Silla de ruedas con motor eléctrico modelo CAPRI. Baterías de 20Ah, extraíbles, montadas independientemente en unas cajas cerradas de plástico. Sistemas antivuelco de seguridad, fácilmente desmontable. Sistema de embrague, situado en la parte trasera de cada motor, permitiendo la utilización de la silla manualmente. Reposapiés de pala. Reposabrazos ajustable. Tapizado acolchado de color negro. Respaldo abatible hacia delante. Mando situado en uno de los laterales del reposabrazos, con control de la velocidad de la silla, de 1 a 6 kilómetros por hora. Disponible en burdeos. Cesta incorporada debajo del asiento. Se desmonta en cuatro partes para hacer más fácil su transporte. Medidas: -ruedas delanteras: 150mmØ -ruedas traseras: 225mmØ -baterías: 12V 20Ah x 2uds -velocidad máxima: 6Km/hr -autonomía: 15Km (según peso usuario/pendiente) -mando: 50Amp -radio de giro: 800mm -ancho total: 55cm -largo total: 88cm (sin pala 66cm) -asiento: 43cm