



# SILLA DE RUEDAS ELECTRICA FIBRA DE CARBONO R800

Silla de ruedas eléctrica plegable de carbono con batería de litio. La compañera de viaje perfecta. La silla R800 Carbon con un peso de tan solo 13 kg y fabricada en fibra de carbono de primera calidad es perfecta para sus viajes.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 16513

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

## Descripción

Plegable en cuestión de segundos, se guarda cómodamente hasta en los lugares más estrechos, y todo ello sin necesidad de quitar la batería. Además, cuenta con un fiable rendimiento de motores brushless de 180W cada uno, que le permitirá viajar cómodamente. Con un tamaño de plegado de tan solo 87 cm de largo x 37 cm de ancho x 60 cm de alto, es increíblemente compacta y cabe casi en cualquier lugar. Coge el tren, sube al autobús o guárdala en el maletero de tu coche, esta silla de ruedas es ideal para viajar. Además, es súper ligera y muy fácil de transportar. La silla de ruedas de fibra de carbono R800 Carbon es ligera pero muy resistente. Está fabricada con uno de los elementos más ligeros que existen: el carbono. Además tiene un diseño moderno y atractivo. Con un peso de transporte de tan sólo 13 kg. Su chasis de carbono con suspensión en las ruedas delanteras está diseñado para circular en superficies irregulares, ofreciendo unas características únicas de absorción de impactos con una experiencia de conducción suave y confortable.