



SILLA DE RUEDAS ELECTRICA ITRION CONTROL ACOMPAÑANTE

Silla eléctrica Itrion, diseñada específicamente para ser conducida por el acompañante. Incorpora un innovador sistema que detecta al acompañante y permite que este pueda dirigir la silla sin esfuerzo.

[Saber Más](#)

Referencia: 16289

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

Descripción

Disponible con baterías 10 Ah / 20Ah y en ancho de asiento 42 y 45 cm. Existe versión Itrion Drive, con doble control de motor (lo puede usar el usuario o el acompañante). La silla iTrion con el sistema "tech assist mobility", es un motor acompañante único en el mercado, ya que está integrado en la silla y no requiere de ningún elemento adicional. Al colocar la mano en el puño, la silla detecta al acompañante y facilita el uso de la silla sin necesidad de apretar ninguna palanca o botón. Medidas Ancho total (talla 42 cm) 55,5 cm Ancho total (talla 45 cm) 59,5 cm Profundidad sin reposapiés 78 cm Profundidad total 105 cm Alto total 95 cm Alto del asiento al suelo 52 cm Peso total (sin baterías) 19,50 kg Peso total (con batería de 10 Ah) 21 kg Peso total (con 2 baterías de 10 Ah) 22,5 kg Peso máximo soportado 120 kg