

# SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PLEGABLE APEX VOYAGER

Silla de ruedas eléctrica plegable con un diseño innovador que facilita su carga en el coche u otro vehículo.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 10116

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)



## Descripción

Disponibles en dos versiones: normal o Plus. Se diferencian en la medida de la rueda trasera. Diseño urbano y cómodo, con un peso a partir de 21,3 kg sin baterías, la convierte en la silla ideal para recorrer la ciudad. Gracias a sus ruedas traseras las sillas se pueden mover como una maleta tipo trolley una vez plegadas. La silla I-Voyager incluye unas ruedas laterales que facilitan subir la silla al maletero del coche, reduciendo significativamente la fuerza que tiene que realizar el usuario haciendo innecesario el uso de grúas y dispositivos similares.