

SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PLEGABLE E-FOLDI (824048)



Silla de ruedas eléctrica E-Foldi de sólo 14 kg. Una de las sillas más ligeras del mercado, con una solidez razonable. (usuarios de hasta 135 kg)

[Saber Más](#)

Referencia: 15383

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

Descripción

Seguramente la silla eléctrica plegable más ligera y compacta del mercado. - Sólo 14 kg.- Ultrafácil de plegar y desplegar, ultracompacto. Se entrega con 2 baterías de litio de 10 kms de autonomía cada una. Gracias a su facilidad de plegado, la silla de ocio E-Foldi puede llevarse fácilmente en el coche, e incluso en el avión. Su sistema de plegado y desplegado le conquistará por su facilidad. Está equipada con un cinturón de seguridad, reposabrazos ajustables en altura y un asiento y respaldo desmontables para su limpieza. Único: el acompañante puede controlar la silla con un mando situado junto a las barras de empuje. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Velocidad 6 Km/h Autonomía 20 kms Peso máximo del usuario 135 kg Pendiente máxima permitida 10 % Dimensiones plegado 58 cm x 34 cm x 92 cm. Anchura del asiento 42 cm x profundidad 45 cm. Freno electromagnético. Ruedas: traseras y delanteras macizas Batería de litio de 5,2 Ah Motor 200 W x2 24 V Control de Joystick de Usuario + Control de acompañante"