



# SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PLEGABLE POWER CHAIR PNEUMATICA

Silla de ruedas eléctrica plegable POWER CHAIR.. Diseño sencillo ideal para usuarios que no requieran una silla de grandes prestaciones ni con muchos ajustes a un precio razonable.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2791

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

## Descripción

La silla de ruedas eléctrica más competitiva del mercado. Sus prestaciones (motor 340W, baterías 20Ah GEL, velocidad 7km/h, joystick digital con intensidad progresiva...) y su gran versatilidad (plegable en anchura, altura y longitud, reposa-pies extraíbles, reposa-brazos abatibles...). Recomendable para uso puntual, uso en interiores o exteriores con terrenos regulares con usuarios poco corpulentos. Características: Motor: 340W Autonomía de 15 km como máximo. Baterías: 2x24Ah Longitud máxima y mínima: 100-76 cm Anchura máxima y mínima: 64-37 cm Altura máxima y mínima: 90-71 cm Distancia entre ejes: 56 cm Altura de la base al asiento: 50 cm Anchura asiento: 46 cm Profundidad asiento: 44 cm Radio de giro: 75 cm 5 marchas Velocidad máxima: 7km/h Peso total: 47 kg Peso máximo soportado: 110 kg, puede aguantar 120 kg en suelo llano y espacios sin baches. Color: azul