



# SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PLEGABLE R500

La silla de ruedas eléctrica plegable R500 tiene unas dimensiones muy compactas, con un ancho total de tan solo 60 cm y un largo sin reposapiés de 81 cm.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 12360

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

## Descripción

Su sistema de plegado rápido permite transportarla en la mayoría de los vehículos. Todo esto hace que sea una silla ideal para viajar con ella a cualquier lugar, dando una total autonomía a su usuario. Incorpora batería de Litio de 20Ah con una autonomía aproximada de 20km. La batería es extraíble y permite la carga fuera de la silla. También incorpora otro cargador para realizar la carga directamente al Joystick/mando. Motores brushless (sin escobillas) potentes de 250W. Ofrecen mayor rendimiento y vida útil. Cojín de espuma viscoelástica de 80kg/m<sup>3</sup>, con funda de poliuretano de serie.