



# SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PLEGABLE SPA 250W RUEDA 315

Silla de ruedas SPA eléctrica plegable de teyder. La única en el mercado con rueda trasera grande y maciza. Ideal para terrenos irregulares. Muy fácil de plegar y de muy poco peso. Con 2 baterías de litio de 6Ah.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2750

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

## Descripción

Ventajas del modelo Spa: Rueda trasera grande maciza, ideal para terrenos irregulares. Dos baterías de serie posición de las baterías elevada (mucho espacio bajo la silla para sortear obstáculos o terrenos muy difíciles). Otras características: + Ligera, la más estrecha del mercado y versátil. + Acabados en aluminio. + Respaldo plegable. + Todo-terreno (11,5cm del suelo que salvan la mayoría de obstáculos cotidianos). Baterías protegidas de colocación frontal. + Estado de carga de baterías visible. + Plegable en menos de 5 segundos. Fácil de transportar. + Incluye maleta porta-documentos debajo del asiento. + Incorpora 2 baterías de litio de 6AH. + Soporta hasta 180kg. + Motores directos de 250W sin necesidad de mantenimiento (sin escobillas) + Reposabrazos abatible. Posibilidad de conducción por acompañante. + Colores: Plateado / Negro + Horquillas: Aluminio + Joystick: Der / Izq + Bolsa portadocumentos: Si, opaca