

# SILLA DE RUEDAS ELECTRICA RUMBA SUNRISE MEDICAL

Silla de ruedas eléctrica Rumba de Sunrise. Plegable fiable y robusta. Con baterías potentes y la garantía de una primera marca mundial.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 903

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)



## Descripción

Características: Estructura estrecha, ideal para el paso por zonas complicadas como interiores y ascensores. El ancho de la base es de 58 cm, lo que permite una gran maniobrabilidad en espacios estrechos. Puede ajustarse la anchura del reposabrazos, pudiendo ocupar un máximo de 64 cm. Respaldo desmontable y baterías de 50 Ah fácilmente extraíbles. Una vez extraídas, la silla se puede plegar para ser transportada con facilidad casi en cualquier vehículo. Además los antivuelcos se pliegan cuando hacen tope contra un obstáculo, por lo que la longitud de la silla se ve reducida en 5 cm. Esto es especialmente útil para tener cabida en ascensores. Colores disponibles: azul Características: largo: 102 cm largo sin reposapiés y antivuelco retraído: 77 cm ancho: de 58 a 64 cm ancho de asiento: de 42 a 48 cm velocidad máx. 6 Km/h peso máx. de usuario: 125 Kg