



SILLA DE RUEDAS FORTA BASIC

Silla de ruedas manual básica, disponible en versión de rueda grande o pequeña. Varios colores disponibles. Fabricación nacional con una estructura sólida y ligera.

[Saber Más](#)

Referencia: 3546

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

Descripción

Silla con peculiar sistema de plegado posterior y con un mecanismo único de regulación de reposapiés exclusivo de FORTA. Diseño moderno e innovador. Varias medidas y acabados disponibles. Se les puede incorporar un protector de asiento transpirable de diversos colores. - Silla estrechable incluso con el usuario encima, permitiendo atravesar caminos o puertas estrechas sin esfuerzo. - Disponible con ruedas traseras de 300mm o de 600mm. - Fabricada en aluminio y polímeros de alta resistencia. - Absorbe las irregularidades del terreno. - Disponible con varios carenados (laterales) de distintos colores. - Carenados (laterales) personalizables con imágenes, logos, información de contacto... - Altamente resistente y confortable. - Quickrelease opcional. - Peso: 13,5 kg. - Resistencia de 125 kg. - Plegable. - Reposapiés extraíbles y regulables en altura sin necesidad de herramientas. - Reposabrazos extraíbles. - Cuatro tallas disponibles dependiendo de la anchura deseada (38, 41, 44, 46).