



# SILLA DE RUEDAS FORTA LINE ALUMINIO

Silla de ruedas de aluminio forta line. Silla de ruedas ligera y robusta de fabricación nacional. De diseño moderno e innovador. Disponible en varios colores y medidas. Existe versión Forta line giro y forta line duo. Financiable Catsalut con receta PAO

[Saber Más](#)

**Referencia:** 3164

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

## Descripción

- Disponible con ruedas traseras de 300mm o de 600mm. - Plegable. - Tallas disponibles: 38, 41, 45, 48, 52 y 56. - Fabricada en aluminio sin ninguna soldadura. - Disponible en los cinco colores de asiento, respaldo y reposabrazos. - Altamente resistente y confortable. - Peso: 13,5 kg. - Resistencia de 140 kg. - Reposapiés extraíbles y regulables en altura sin necesidad de herramientas. - Reposabrazos extraíbles. Ancho total: ancho asiento + 18 cm para la versión de rueda grande.