



# SILLA DE RUEDAS GADES GAP RUEDA PEQUEÑA DE ANCHO VARIABLE

Silla de ruedas GADES GAP de rueda pequeña (300mm). Muy ligera, fabricada en aluminio, soporta un máximo de 130 kg. Asiento regulable en altura y profundidad, puños regulables en altura... Se adapta fácilmente a la mayoría de usuarios.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 3196

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

## Descripción

**CARACTERÍSTICAS:** -Chasis de aluminio resistente a la corrosión. -Ruedas traseras de 12 " con cubiertas de PU -Llanta y aro de aluminio -Eje trasero de liberación rápida (quick release) -Regulación del centro de gravedad de la silla -Ruedas delanteras de 7" con cubiertas de PU -Reposabrazos elevables y desmontables -Reposabrazos de PU, ajustable en longitud (Escritorio / Largo) y regulables en altura (3 cm) -Puños regulables en altura -Asiento regulable en altura de 46 a 51cm -Reposapiés abatibles y desmontables, con soportes de talón -Respaldo regulable en altura de 39 a 48cm -Respaldo regulable en tensión (Bandas de Velcro) -Plataforma de reposapiés regulable en ángulo -Profundidad del asiento ajustable (40/44 cm) **EMPUÑADURAS Y RESPALDO:** Los puños son regulables en altura para adaptarse a las diferentes estaturas del acompañante. Es una gran ayuda para empujar la silla en una posición correcta. El respaldo es regulable en tensión con 5 tiras con velcro y también se puede regular en altura de 39 a 48 cm. **REPOSABRAZOS** Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de cojines. -Altura regulable de 22 a 25 cm -Largo regulable (Escritorio/Largo) -Blandos y confortables -Abatibles y desmontables