



SILLA DE RUEDAS KARMA AGILE AUTOPROPULSABLE TALLA

Silla de ruedas Karma Agile de aluminio, ligera y plegable con varias opciones de configuración, permitiendo que sea personalizada a las necesidades de la persona. Financiable seguridad social (Catalut)

[Saber Más](#)

Referencia: 11648

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

Descripción

La silla de ruedas Karma Agile presenta una estructura de acero, donde permite que sea ligera y fácil de propulsar. Además, da la opción de varias configuraciones, como: - Altura, ancho y profundidad del asiento - Tamaño de las ruedas - Eje de ruedas ajustables - Reposabrazos abatibles - Ruedas y reposapiés extraíbles - Respaldo ajustable en tensión - Freno en la zona de puño del acompañante

Características de la silla

Anchura de asiento: 41, 46, 51 cm Profundidad de asiento: 41 y 46 cm Altura de asiento: 48 y 50.5 cm Ángulo de asiento: 5º

Altura de respaldo: 43/ 51 cm Anchura total: 63 a 73 cm (ruedas 24") / 62 a 72 cm (ruedas 14") Longitud total: 106 a 111 cm (ruedas 24") / 100 a 105 cm (ruedas 14") Altura total: 102 cm Anchura plegado: 29 cm (ruedas 24") / 28 cm (ruedas 14") Peso total: 14.1 a 15 cm (rueda 24") 12.5 a 13.5 cm (rueda 14") Peso máx usuario: 125 kg