



SILLA DE RUEDAS LIGERA ALUMINIO "MINI TRANSFER" PL80 ANCHO

Silla de aluminio ligera compacta con frenos. Sus medidas la hacen ideal para usar en casa o transportar en coche.

[Saber Más](#)

Referencia: 2020

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

Descripción

Una vez plegada no hay siquiera necesidad de desmontar los reposapiés, quedando tan compacta, que cabe incluso en maleteros pequeños. Súper estrecha y maniobrable en espacios reducidos, pasa por estrechos pasillos o puertas por donde no pasan sillas convencionales. Segura y muy práctica para el acompañante que puede accionar los frenos desde los puños cuando empuja la silla. Tanto las ruedas traseras de 300 mm como las delanteras de 200 mm son antipinchazos. MODELO: PL80A41 Ancho asiento: 41 cm Ancho interior entre brazos: 35 cm Alto asiento suelo: 50 cm Fondo asiento: 41 cm Alto respaldo: 41 cm Ancho total: 52 cm Fondo total: 90 cm Alto total: 95 cm MODELO: PL80A45 Ancho asiento: 45 cm Ancho interior entre brazos: 40 cm Alto asiento suelo: 50 cm Fondo asiento: 41 cm Alto respaldo: 41 cm Ancho total: 57 cm Fondo total: 90 cm Alto total: 95 cm