



## SILLA DE RUEDAS LIGERA KARMA ERGO LITE 2 ANCHO

Silla de ruedas plegable compacta y ligera karma ergo lite 2. Silla innovadora y con muy buenos acabados. Ultra ligera dentro de su categoría. Ideal para viajes...

[Saber Más](#)

**Referencia:** 4968

**Precio:** €459.00

**Categorías:** [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

### Descripción

Silla muy ligera y con muy buenos acabados. Sólo 10,34 kg de peso total!!!!. Ruedas extraíbles, respaldo partido y reposapiés extraíbles. Al retirar estas piezas el chasis tan solo pesa 6 kg, lo que la hace la silla ideal para viajes, pisos sin ascensor... Detalles: - traseras ruedas extraíbles antipinchazo, aro anatómico para mejorar la propulsión... - Frenos accionables por el acompañante de serie. - Respaldo partido: puede guardarse con facilidad en maleteros pequeños.... -Asiento anatómico para un mayor confort y posicionamiento. Disponible en 2 anchuras de asiento: 41 y 46 cm Peso máximo admitido: 100 kg Medidas: Largo total: 93 cm Ancho total: 57 cm en medida 41 cm, 61 cm en medida 46 cm Largo asiento: 42 cm