



SILLA DE RUEDAS PLAYA O PISCINA FORTA TRIAL PLAYA

Silla de ruedas manual especialmente diseñada y fabricada para su uso en la playa o en la piscina. Con todos sus componentes aptos para su inmersión en agua salada y para poder desplazarse por la arena. Distintas tallas de asiento para mayor comodidad.

[Saber Más](#)

Referencia: 11446

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

Descripción

La silla de ruedas de Forta Trial Playa es una silla todoterreno diseñada y fabricada para su uso en la playa, tanto para desplazarse como para bañarse. Puede ser utilizada también en el campo y la montaña ya que tiene buena adaptabilidad a los terrenos irregulares. Fabricada en polímero y aluminio y con tornillería de acero inoxidable. Asiento y respaldo fabricados con tela que permite la evacuación instantánea del agua. Plegable incluso con el usuario sentado, permitiéndole pasar por espacios estrechos. La silla dispone de reposabrazos extraíbles y regulables en altura sin necesidad de herramientas. Características: - Tallas disponibles: 41, 44 y 46 cm - Colores disponibles: azul y amarillo - Peso de la silla: 15,5 kg - Peso máximo del usuario: 125 kg - Altura: 81 cm - Longitud: 100 cm - Altura del asiento: 52 cm - Profundidad del asiento: 43 cm - Anchura total de la silla: Talla+21 cm