



SILLA DE RUEDAS PLEGABLE AUTOPROPULSABLE ACERO ALCAZAR

Silla de ruedas plegable de acabados básicos, apropiada para un uso ocasional. Reposabrazos y reposapiés fijos.

[Saber Más](#)

Referencia: 8090

Precio: €145.00

Categorías: [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

Descripción

Silla Alcazar, silla plegable de acero económica, apropiada para usos puntuales. Acabados sencillos pero funcionales. Existe en una sola talla de 44 cm de asiento, con 64 cm de anchura total. Características: - Material: Acero - También disponible en azul - Reposabrazos fijos - Reposapiés abatibles - Ruedas macizas - Radios de aluminio -Ancho asiento: 44 cm - Profundidad asiento: 45 cm - Altura asiento con respecto al suelo: 49 cm - Altura total: 86 cm - Altura Respaldo: 40 cm -Ancho plegado: 23 cm - Altura de los reposabrazos respecto al asiento: 29 cm - Tamaño rueda trasera: 61 cm - Tamaño rueda delantera: 20 cm - Ancho total (Ruedas incluidas): 64 cm - Ancho respaldo: 44cm - Longitud de la silla: 100cm - Distancia entre los puños: 44 cm - Peso: 16 Kg - Peso máximo: 100 Kg