



# SILLA DE RUEDAS ELECTRICA TANGO CON BASCULACIÓN Y RECLINACIÓN ELECTRÓNICA DE SUNRISE MEDICAL

Silla de ruedas eléctrica Tango de Sunrise medical con motorización de 10 km/h y suspensión trasera graduable. Silla robusta de chasis fijo con basculación electrónica. Una silla robusta y fiable con unas buenas prestaciones de exterior.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2679

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

## Descripción

Silla de ruedas eléctrica de exterior, con la equipación de serie más completa. Quickie Tango es una silla de ruedas eléctrica de exterior, que incorpora la configuración standard más completa y que además ofrece la más amplia variedad de opciones manuales y eléctricas. Disponible también en tallas y opciones para los más pequeños (Tango Junior): anchuras de asiento desde 25 cm y reposabrazos y reposapiés pequeños. Descubre con Quickie Tango un nuevo concepto de silla de ruedas eléctrica de exterior. Tango es una silla de ruedas robusta, que ofrece una amplísima variedad de opciones tanto eléctricas como manuales y que viene de serie con la configuración standard más completa: reclinación y basculación electrónica, asiento ajustable en anchura y profundidad, reposapiés ajustables en anchura, tapicería de respaldo ajustable en tensión, reposabrazos ajustables en altura... Quickie Tango reúne todo lo necesario para adaptarse a ti y a las exigencias de tu día a día. Es la silla eléctrica idónea para moverte con total libertad y autonomía tanto en casa como fuera de ella. Además de ser muy compacta (sólo 60 cm con ruedas traseras de 14"), ofrece un rendimiento excepcional en exteriores. Sus baterías de 50 Amp, ruedas grandes de 9" y 14", reflectantes traseros y sistema de suspensión ofrecen una conducción suave incluso en terrenos irregulares. Disponte a salir y no te preocupes de nada más!! Otra ventaja de la silla de ruedas eléctrica Tango es su versatilidad. El asiento permite una gran cantidad de ajustes y además está disponible en un amplio rango de tallas. Con anchuras de asiento desde 25 cm y profundidad desde 35 cm, encaja también para usuarios pediátricos, contando además con opciones específicas para los más pequeños como reposapiés cortos con plataformas de aluminio ajustables en ángulo y profundidad, y dos tipos de reposabrazos pequeños. Descubre con Tango nuestra silla de ruedas eléctrica de exterior más completa! Asiento multi-ajustable Quickie Tango es adaptable a las necesidades del usuario ya que permite regular: la anchura de asiento, la profundidad, la reclinación, la basculación, la altura de los reposabrazos, e incluso permite ajustar en anchura los reposapiés. Ideal para exteriores Ideal para exteriores Con baterías de gel de 50 Amp, sistema de suspensión incorporado y ruedas grandes de 9" y 14" para ofrecer un mayor confort al usuario y minimizar el movimiento de la silla en terrenos irregulares. Reflectantes traseros de serie para una mejor visibilidad y opciones de 10 km/h, luces e indicadores, guardabarros o espejo retrovisor. Amplia gama de opciones manuales y eléctricas Además de las características standard, la silla de ruedas eléctrica Quickie Tango ofrece una amplia variedad de funciones de asiento manuales y eléctricas: reclinación del respaldo, basculación, reposapiés elevables... Estas opciones pueden pedirse en el momento de compra de la silla o añadirse a posteriori, a medida que el usuario las vaya necesitando. Asiento Jay Comfort opcional Asiento Jay Comfort opcional Para un mayor confort el usuario puede seleccionar la opción de asiento y respaldo anatómico Jay Comfort, así como añadir reposacabezas. Financiable a través del Catsalut con receta PAO. Especificaciones: Anchura de asiento: 33 / 38 / 43 / 49 cm (ajustables) Altura de asiento: 47 cm (con basculacion de 6º) Profundidad de asiento: De 35 a 50 cm (ajustable) Altura de respaldo: 45 / 47.5 / 50 cm Altura de reposabrazos: 27 a 35.5 cm, ajustable Anchura total: 60 cm con

ruedas de 14" (58cm con ruedas de 12") Longitud total: 110 cm (80 cm sin reposapiés) Armazón: Rígido ( no plegable) Velocidad: 6 km/h (opcional 10 km/h) Baterías: 50 Amp Autonomía máxima: Aprox 25 km (autonomía calculada bajo condiciones de ensayo) Basculación de asiento: Manual std: 0º a 9º ; Gas o Eléctrica: 3º a 25º Reclinación del respaldo: Manual std: -3º a 30º; Gas o Eléctrica:-3º a 30º Radio de giro: 90 cm Pendiente máxima: 10º Bordillos máx: 10 cm (con subebordillos) Electrónica: Mando VR2 Peso mínimo del producto: 100 kg Peso máximo usuario: 125 kg Colores: Gris selenio, Rojo brillante y azul

---