



## SILLA DE RUEDAS X3N 45 CM ASIENTO 300 MM SILVER

Silla de acero plegable financiable a través de Catsalut. Muy robusta y de mecánica sencilla X3N DE EASY WAY.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 3062

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE ACERO, ALUMINIO Y CONFORT](#)

### Descripción

Silla fabricada en acero, con ruedas traseras pequeñas, adecuada para personas que no pueden autopropulsarse y necesitan la ayuda de un cuidador que la dirija. Ruedas traseras macizas de 315mm diámetro. Ruedas delanteras macizas 200mm diámetro. Reposabrazos extraíbles. Reposapiés extraíbles y regulables en altura. Tapicería de nylon color negro, ignífuga e impermeable. Medidas: ancho asiento: 45cm fondo asiento: 41cm altura suelo-asiento: 50cm ancho entre reposabrazos: 43 cm altura total: 92cm fondo total: 98cm ancho total: 62cm peso silla: 18Kg Peso máximo usuario: 100Kg.