



SILLA ELECTRICA BARIATRICA GRANDES PESOS SEPANG 1466SE

Silla de rueda eléctrica para grandes pesos de Teyder. Con hasta 205 Kg de capacidad máxima. Motor más potente y materiales resistentes y duraderos. Financiable a través de receta PAO Catsalut.

[Saber Más](#)

Referencia: 2418

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

Descripción

“Silla de ruedas eléctrica bariátrica, soporta hasta 205kg. Sistema de asiento ‘Rehab’ con anclaje en 4 puntos para proporcionar mayor estabilidad. Suspensión delantera y trasera. Súper maniobrable en espacios reducidos tanto en interior como exterior gracias al diseño de rueda motriz central.” Características: Motor de hasta 950 W de potencia. Baterías de gel de 50 Ah Velocidad máxima 8 km/h Autonomía de hasta 32 Km (en condiciones ideales) Radio de giro 58 cm. Peso total 110 kg Medidas: Ancho de asiento: 50-60 cm Fondo asiento: 45 cm Altura asiento: 51-56 cm Respaldo: 51 cm Largo total (con reposapiés): 102 cm Ancho total: 64 cm Peso máximo usuario: 205 Kg Peso total de la silla: 102 Kg