



# SILLA ELECTRICA BOX S 1452S TEYDER

Silla eléctrica desmontable compacta. Ideal para usar en interiores, ascensores pequeños... Puede desmontarse para facilitar su transporte. Segura y confortable. De construcción compacta y robusta, no parece una silla de ruedas.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 1695

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

## Descripción

CARACTERÍSTICAS + Chasis desmontable en 3 partes (menos de 15kg cada una). + Plataforma reposapiés. + Reposabrazos regulables en altura y anchura. + Baterías 12V 15Ah x 2 LITIO + Velocidad máxima: 6.4 km. /h. + Autonomía hasta 15 km. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS + Peso soportado: 114kgs. + Ruedas traseras 200x75 macizas. + Batería 12V/ 15 Ah \* 2 uds. + Motor: DC24V, 90 a 300W.