



SILLA ELECTRICA MISTRAL PLEGABLE CON BATERIA DE LITIO MISTRAL

Silla de ruedas plegable Mistral de liberocar. Con baterías de litio y plegable. Fácil de plegar y transportar. Su estructura de aluminio permite plegarla y al ser una silla de ruedas plegable con baterías de litio, puede transportarse con facilidad.

[Saber Más](#)

Referencia: 2790

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

Descripción

La silla Mistral es una alternativa con ruedas más pequeñas y motores menos potentes que otras sillas plegables similares a un precio muy competitivo. Recomendable para uso ocasional (viajes...) en usuarios poco corpulentos. Longitud normal silla: 90 cm. Anchura normal silla: 59 cm. Altura normal silla: 89 cm. Distancia entre ejes: 46 cm. Peso total silla: 21,5 kg. Peso estructura silla: 51 cm. Rueda trasera maciza: 22 cm. Longitud silla plegada: 31 cm. Baterías litio: 2 x 6Ah. Motor: 2x180 W. Velocidad máxima: 6 km/h. Autonomía máxima: 16 km. Longitud con reposapiés plegado: 80 cm. Altura silla plegada: 74 cm. Altura base asiento: 50 cm. Peso batería litio (ud): 1,3 kg. Profundidad asiento: 43 cm. Rueda delantera maciza: 15 cm. Peso Máximo: 100 Kg. Velocidad marcha atrás: 3 km/h.