



SILLA ELECTRICA PLEGABLE 22 AH DISCOVERY TEYDER PLEGADO AUTOMATICO

LA DISCOVERY ES UNA SILLA ULTRALIGERA MUY COMPACTA IDEAL PARA MOVERSE POR LA CIUDAD CON AGILIDAD Y AUTONOMÍA. SU MANDO DISTANCIA PERMITE AL ACOMPAÑANTE CONDUCIR LA SILLA Y POSICIONARLA AL LADO DEL USUARIO DURANTE EL PASEO.

[Saber Más](#)

Referencia: 15695

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

Descripción

CARACTERÍSTICAS Ligera: estructura de aluminio plegable. Peso de la silla: 24 kg. Plegado automático con mando o bien des de el joystick. Respaldo graduable en tensión Súper maniobrable y fácil de transportar Funciona con una batería de litio de 22Ah Medidas compactas (consultar imagen).