



SILLA ELECTRICA PLEGABLE COMPACTA KITTOS TRAVEL

Silla de ruedas compacta y ligera kittos travel. La versión más ligera y estrecha de la serie kittos.

[Saber Más](#)

Referencia: 8449

Precio: solicitar presupuesto

Categorías: [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

Descripción

La nueva silla kittos travel, con sus 19,9 kg de peso total sin baterías y sus 53,5 cm de ancho total es una de las sillas plegables más compactas del mercado. Se pliega con facilidad y su estructura de aluminio permite que sea cargada con facilidad en vehículos. Sus medidas la hacen apta para interiores y su potencia y suspensión la convierten en una buena opción en exteriores. A pesar de ser una silla compacta, resulta razonablemente cómoda para personas corpulentas. Características más importantes: peso máximo usuario: 120 kg fondo sin reposapiés i antivuelco: 79 cm 53,5 cm ancho total dos baterías de litio de 10 Ah extraíbles peso total sin baterías 19,9 kg bolsa de transporte incluida autonomía: unos 20 km teóricos Especificaciones: Color: Plata Ancho Asiento 42.5 cm Ancho Total 53.5 cm Alto Total 91.8 cm Alto Del Asiento Al Suelo 46 cm Profundidad Asiento 42 cm Tipo De Asiento Removible Tipo De Respaldo Fijo Frenos Frenos Electromecánicos Autonomía 20-25 Km Plegable Sí Batería 2 x 10 Ah Velocidad Máxima 6.5 Km/h Material Aluminio CARGADOR 2 Ah Material Del Asiento Acolchado / espuma Largo Del Reposabrazos 26.5cm Tipo Del Reposabrazos Abatibles Tipo De Reposapiés Plataforma Plegable Material Del Respaldo Espuma Profundidad Total 99.5 cm Ancho Respaldo 40.5 cm Alto Respaldo 50.5 cm Profundidad Total Con Reposapiés Plegado 81 cm Alto Del Asiento Al Suelo Con Cojín 51 cm Peso Total Sin Baterías 19.90 kg Peso Total Con dos Baterías De 10 Ah 24.05 kg Potencia Del Motor 200w Número De Baterías 2 Ancho Del Reposabrazos 5 cm Material Del Reposabrazos Acolchado Material Del Reposapiés Aluminio Medidas Ruedas Delanteras 18.5 cm Medidas Ruedas Traseras 28.5 cm Ancho Ruedas Delanteras 4.5 cm Ancho Ruedas Traseras 4.5 cm Cinturón De Seguridad Sí Ruedas Antivuelco Ruedas De Transporte Suspensión Sí Tipo De Rueda Delantera Maciza Tipo De Rueda Trasera Maciza