



# SILLA ELECTRICA PLEGABLE CON BATERIAS DE LITIO SOROLLA MINI OBEA CHAIR

Silla de ruedas eléctrica plegable Sorolla de Obea Chair. Versión más estrecha y ligera de la silla Sorolla. Silla eléctrica plegable con una batería de litio. Tan sólo 21 kg de peso y fácil de plegar. 1 batería

[Saber Más](#)

**Referencia:** 2621

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

## Descripción

Silla eléctrica super-ligera de aluminio, con baterías de litio, y plegable para facilitar su transporte e introducción en vehículos. Con dimensiones reducidas para maniobrar en ascensores, domicilios,.... Precio de silla con UNA batería. PLEGABILIDAD rapidez de plegado. 3 segundos LIGEREZA peso total con una batería 21 Kg BATERÍAS LITIO Con una batería: 10 km autonomía aproximadamente. con 2 baterías-autonomía de 20 Km aprox. MANIOBRABILIDAD dimensiones exteriores 90x56cm radio de giro. 0,76m POTENCIA 2 motores directos de 250W pendiente máxima 9º Carga máxima usuario 110 Kg Dispone de una bolsa debajo del asiento para poder transportar el cargador. Brazos abatibles. Cinturón de seguridad. Posibilidad de mando a la izquierda o a la derecha. Posibilidad de manejo ocasional por el acompañante únicamente abatiendo el brazo. Se suministra con una batería. Posibilidad de dos más. Motores desmontables, consiguiendo que el peso de la silla sea 13kg y cada motor 4kg para poder transportarla mejor.