



# SILLA ELECTRICA PLEGABLE KITTOS COUNTRY

Oferta Silla Kittos COUNTRY hasta agotar existencias Silla de ruedas eléctrica plegable Kittos de Totalcare. Una silla eléctrica compacta y ligera, ideal para viajes, espacios reducidos... De construcción robusta.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 6048

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

## Descripción

La silla de ruedas Kittos COUNTRY es una silla de ruedas compacta con una autonomía aproximada de 32 km ofreciendo libertad en los desplazamientos. Con esta ventaja de autonomía el usuario podrá recorrer con comodidad y tranquilidad las distancias habituales en una ciudad. Gracias a su tamaño compacto, KITTOS COUNTRY con longitud total de 104 cm, ancho total de 65 cm y altura total de 99 cm puede desenvolverse sin problemas en espacios con medidas estándar. Las ruedas traseras son macizas con una medida de 315mm y las delanteras son macizas con medidas de 200x50mm. Viene con opción de cambiar el mando de control del lado derecho al izquierdo para facilitar su conducción. También existe la posibilidad de ajustarlo en el respaldo para que el acompañante pueda dirigirlo en caso de usuarios dependientes. La silla eléctrica Kittos COUNTRY viene con respaldo regulable en altura, mínima 48 cm y máximo 64 cm. Las medidas del asiento son estándar con 44 cm de ancho, 46 cm de profundidad y 54 cm de distancia al suelo. Cuenta con frenos electromagnéticos, cargador de 2 Ah-24V. LI-ION, una potencia en el motor de 200W 4500 R.P.N y alcanza una velocidad máxima de 8 km. Silla disponible en color negro, de plataforma única y con reposapiés plegables y regulables en altura, ruedas antivuelco incorporadas y bolsa de transporte. La Kittos Country sólo pesa 29 kg y admite un peso máximo de 160 kg. Compacta, ligera y plegable, lo cual resulta más cómodo para transportarla en coche, transporte público o avión. Por lo tanto, no es necesario disponer de un vehículo con dimensiones excesivas. FICHA TÉCNICA - Chasis: aluminio - Color: negro - Ancho total: 64 cm - Largo total: 104 cm - Alto total: 99 cm - Ruedas delanteras: 200 x 50 mm - Ruedas traseras: 315 mm - Peso de producto: 29 kg - Peso máximo soportado: 160 kg - Autonomía: 32 km - Plegable: Si - Motor: 200 W- 4500 R.P.N - Velocidad máxima: 7 km/h - Cargador: 2A