



# SILLA DE RUEDAS ELECTRICA PLEGABLE Q50R SUNRISE

Silla eléctrica Q50 R de sunrise medical. Primera silla plegable ligera del primer fabricante mundial de sillas eléctricas. LA SILLA CUMPLE CON TODAS LAS DIRECTRICES Y HOMOLOGACIONES VIGENTES con una conducción extremadamente suave.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 8027

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

## Descripción

Quickie de Sunrise ha lanzado su primera silla eléctrica plegable. Basa en la estética de sus sillas Q100 Y Q200, La silla Q50 R destaca por su fiabilidadz robustez y autonomía. No se trata del modelo más ligero del mercado, pero su sólida construcción, garantía certificada y suavidad de conducción, la convierten en una buena candidata para usuarios intensivos de silla de ruedas. Normalmente disponemos de una unidad en stock y si hace falta, pueden hacerse demostraciones en nuestro entorno. CARACTERISTICAS STANDARD Q50R Tipo de armazón: Plegable Longitud total: Min 86,5 cm, Máx 109 cm Anchura de asiento: 43 cm (anchura de cojín) Atura de asiento: 50 cm (sin cojín) Profundidad de asiento: 45 cm (profundidad de cojín) Altura de respaldo: 45 a 55 cm Altura de reposabrazos: 27 cm desde la base del asiento Ruedas delanteras: 8" macizas Ruedas traseras: 12" macizas Colores: 3 colores de detalles: rojo, verde y azul Velocidades: 6 Km/h Baterías: 30 Amp de Litio Pendiente máxima: 8º Bordillos máx: 5 cm Tracción: Trasera Luces e indicadores: No Electrónica: VSI original de Curtiss&Wright Peso desde: 29,5 kg (sin batería, cojín, ni respaldo) Peso total: 37,5 kg (31,8 kg sin batería) Peso máx usuario: 136 kg