



# SILLA ELECTRICA POWER CHAIR LITIO PNEUMATICA

Silla de ruedas Power Chair litio. Silla eléctrica plegable económica ahora con batería de litio.

[Saber Más](#)

**Referencia:** 3798

**Precio:** solicitar presupuesto

**Categorías:** [SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS](#)

## Descripción

Silla de ruedas eléctrica plegable económica, con baterías de litio para mejorar su transporte y vida útil. Diseño cásico y respaldo partido para facilitar su embalaje y transporte en vehículos pequeños. Atención: la silla completa plegada pesa 35 kg, su carga en el coche requiere dos personas, buena forma física o una grua o rampa.